



Because we care!

FRIGO Med Cooler Bag

**Kylväska för insulin och andra mediciner
som behöver hållas kylda.**

Frigo Med Cooler Bag finns i storlekarna L och XXL. Aktivering sker med vatten, ingen kylklamp eller elektricitet behövs. Kylväskan består av två delar, innerficka som aktiveras med vatten samt ytterficka.

Aktivering av kylväskan sker när innerficka sänks ner i vatten. Vattnet absorberas och stoppningen reagerar med vattnet och antar en gelkonsistens. Denna process utvecklar kyla som gör innerfickan kall. Innerfickan torkas av innan den stoppas i ytterfickan.

Väskan kan användas om och om igen.



ANTIBAKTERIELL

Speciell antibakteriell impregnering av innerfickan



UTAN KRAFTKÄLLA

Aktiveras av vatten, ingen elektricitet nödvändig



UTAN FRYSNING

Behöver inte frys eller kylklampar



Art.Nr. 251100

Frigo L

21*11cm, för två insulinpennor
eller en insulinpump.
Bälteshållare.



Art.Nr. 251105

Frigo XXL

22*19cm, för fyra-fem insulinpennor eller
kombination av pump och pennor.



Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sverige

Tel: 046-73 41 00 E-post: info@carumed.se

www.carumed.se