

carumed

Because we care!

Digital Febertermometer DT-12B



- Vattentät
- Kvicksilverfri
- Med akustisk signal
- Automatisk avstängning efter 10 minuter
- Mätområde: 32-42°C
- Precision: $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$
- LCD-display
- LR-41 (knappcells batteri 1,5V)
- Dimensioner: 129 * 22 * 14 mm
- Levereras i transparent plastask
- Medicinteknisk produkt i enlighet med klass Im

Art.Nr. 240314

carumed

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden

Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00

info@carumed.se, www.carumed.se